

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Cd45 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P08575-8

Артикул: CM0010932

введение

Рекомбинантные кроличьи моноклональные антитела против CD45, конъюгированные с для проточной цитометрии. Реагируют с изоформой 6 CD45 человека и макаки-крабоеда (P08575-8), идеально подходят для профилирования и фенотипирования иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАт против CD45 человека/обезьяны
Примечания/Псевдонимы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5788
ID гена	5788
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-577 CD45 человека (P08575)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-крабоед
SWISS	P08575-8
Молекулярный вес белка	138 кДа
Доставка	В ледяном пакете