

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Cd45 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P08575-9

Артикул: CM0009933

введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против CD45 (PTPRC, LCA) человека и макак-резус. Разработанные для проточной цитометрии (FC), эти антитела распознают изоформу 7 (P08575-9, ~138 кДа). Поставляются в упаковке со льдом для обеспечения стабильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human/Monkey CD45 mAb
Примечания/Псевдоним	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5788
ID гена	5788
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-577 CD45 человека (P08575).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-резус
SWISS	P08575-9
Молекулярный вес белка	138 кДа
Доставка	Сухой лед