

Моноклональное Кроличье Антитело К
Человеческому/Обезьяньему Cd45 Для Проточной
Цитометрии — P08575

Артикул: CM0005142



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, направленное против CD45 человека и обезьяны, валидированное для проточной цитометрии. Подходит для детекции общего лейкоцитарного антигена в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кроличье антитело к CD45 человека/обезьяны, мКл
Примечания/синонимы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
ID гена (человек)	5788
ID гена	5788
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 26-577 человеческого CD45 (P08575)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, циномолгус
SWISS	P08575
Молекулярная масса белка	147 кДа/143 кДа/141 кДа/136 кДа/131 кДа
Доставка	Сумка-холодильник