

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому/Обезьяньему Cd45 Для Проточной Цитометрии - P08575

Артикул: CM0004821



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий и циномолговый CD45. Валидировано для проточной цитометрии, это антитело детектирует множественные изоформы общего лейкоцитарного антигена, обеспечивая точное иммунофенотипирование в исследованиях Т-клеток и гемопоэза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к человеческому/обезьяньему CD45
Примечания/Альтернативные названия	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5788
GeneID	5788
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-577 человеческого CD45 (P08575).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Циномолг
SWISS	P08575
Молекулярная масса белка	131кДа/136кДа/141кДа/143кДа/147кДа
Условия доставки	В пакете со льдом