

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd64 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P12314

Артикул: CM0012189



введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на CD64 (FcγRI) человека и яванского макака. Проверено для применения в проточной цитометрии, подходит для идентификации моноцитов/макрофагов и анализа иммунных функций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против CD64 человека/обезьяны
Примечания/Альтернативные названия	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2209
ID гена	2209
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 16-288 человеческого CD64 (NP_000557.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Яванский макак
SWISS	P12314
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом