

: Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd64 Человека/Макаки Для Проточной Цитометрии — P12314

Артикул: CM0009850



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD64 (FcγRI) человека/макаки и валидированное для проточной цитометрии. Подходит для исследований врождённого и адаптивного иммунитета. Перекрёстная реактивность с яванской макакой. Высокоаффинный рецептор IgG, специфичный для моноцитов/макрофагов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	, кроличье моноклональное антитело против CD64 человека/макаки
Примечания/синонимы	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Вид	Человек
GeneID (человек)	2209
GeneID	2209
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 16–288 человеческого CD64 (NP_000557.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P12314
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом