

Моноклональное Антитело Кролика Против Cd69 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии — Q07108

Артикул: CM0007808



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к CD69 человека (SWISS: Q07108). Валидировано для проточной цитометрии образцов человека и суномолгус (макака-крабоеда). Подходит для исследований активации иммунных клеток и гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело мкАнт к CD69 человека/обезьяны
Примечания/синонимы	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Вид	Человек
GeneID	969
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 78-199 участка CD69 человека (NP_001772.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ФЦ
Перекрестная реактивность	Человек, макака-крабоед
SWISS	Q07108
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом