


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Cd69 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - Q07108

Артикул: CM0004166



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против CD69 человека и циномолговой обезьяны, валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для изучения активации иммунных клеток и гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек/Обезьяна CD69 мАт
Примечания/Псевдонимы	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Вид	Человек
ID гена (Человек)	969
ID гена	969
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 78-199 CD69 человека (NP_001772.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрестная реактивность	Человек, Циномолгус
SWISS	Q07108
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом