


Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого/Обезьяньего Cd86 Для Проточной Цитометрии - P42081

Артикул: CM0012794



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого и циномолгового CD86 (B7-2), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для изучения костимуляции Т-клеток и функции антигенпрезентирующих клеток в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье МАТ против человеческого/обезьяньего CD86
Примечания/Синонимы	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Вид	Человек
ID гена (человек)	942
ID гена	942
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 20-241 человеческого CD86 (NP_787058.5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, циномолговая макака
SWISS	P42081
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	С хладоэлементом