


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Cd86 Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P42081

Артикул: CM0008050



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против CD86 человека и яванского макака, валидированные для проточной цитометрии. CD86 — это костимуляторная молекула на антигенпрезентирующих клетках, необходимая для активации Т-клеток. Подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАт против CD86 человека/обезьяны
Примечания/Псевдонимы	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Вид	Человек
ID гена	942 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-241 CD86 человека (NP_787058.5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Яванский макак
SWISS	P42081
Молекулярный вес белка	38 кДа
Транспортировка	В ледяном пакете