


Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому/Обезьяньему Cd86 Для Проточной Цитометрии — P42081

Артикул: CM0010361



введение

Конъюгированное с флуорофором моноклональное антитело кролика, специфичное к человеческому и циномолгусовому CD86 (B7-2), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований активации Т-клеток и костимуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к человеческому/обезьяньему CD86
Примечания/синонимы	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Вид targets	Человек
ID гена (человек)	942
ID гена	942
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-241 человеческого CD86 (NP_787058.5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, циномолгус (макака крабовидная)
SWISS	P42081
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	С ледяным аккумулятором