


Кроличья Моноклональная Антитело Против Cd8A Человека/Обезьяны - P01732

Артикул: CM0012652



введение

Конъюгированная с кроличья моноклональная антитело, нацеленная на CD8a человека/обезьяны, валидированная для проточной цитометрии. Идеально подходит для анализа субпопуляций Т-клеток и иммунофенотипирования в трансляционных исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело против CD8a человека/обезьяны
Примечания/Алиасы	CD8A; CD8; Leu2; MAL; p32; молекула CD8a
Вид	Человек
ID гена	925
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 22-182 человеческого CD8A (NP_001759.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Циномолгус
SWISS	P01732
Молекулярная масса белка	21кДа/25кДа/30кДа
Доставка	Холодовая упаковка