


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего Cd8A Для Fc - P01732

Артикул: CM0012388



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого и цинолмгусового CD8a, подходящее для проточной цитометрии. Распознает корецептор Т-клеток, участвующий в иммунных ответах, опосредованных MHC класса I. SWISS: P01732.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого/обезьяньего CD8a (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Вид	Человек
ID гена (Человек)	925
ID гена	925
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-182 человеческого CD8A (NP_001759.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Цинолмгусовая обезьяна
SWISS	P01732
Молекулярная масса белка	21кДа/25кДа/30кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике (со льдом)