


Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего Cd8A Для Проточной Цитометрии - P01732

Артикул: CM0008022



введение

-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого/обезьяньего CD8a, валидированное для проточной цитометрии (FC). Идеально для идентификации CD8+ Т-клеток и цитотоксических лимфоцитов в исследованиях иммунного профилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого/обезьяньего CD8a mAb
Примечания/Алиасы	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Вид	Человек
GeneID (Человек)	925
GeneID	925
Иммуноген	Рекомбинантный белок-фьюжн, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-182 человеческого CD8A (NP_001759.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-крабод
SWISS	P01732
Молекулярная масса белка	21кДа/25кДа/30кДа
Условия доставки	Ледяной пакет