


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому/Обезьяньему Hla-Dr Для Пцф - P01903

Артикул: CM0011462



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело к HLA-DRA (альфа-цепь MHC II DR) для проточной цитометрии иммунных клеток человека и крабьей макаки. Идеально подходит для иммунофенотипирования и исследования иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому/обезьяньему HLA-DR
Примечания/Псевдоним	HLA-DRA1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3122
ID гена	3122
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого HLA-DRA.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, крабья макака
SWISS	P01903
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Холодовая упаковка