


## Кроличья Моноклональная Антитело Против Hla-Dr Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P01903

Артикул: CM0010751



### введение

Конъюгированная с ABflo 594 кроличья моноклональная антитела, нацеленная на альфа-цепь HLA-DR человека и циномолгуса, валидированная для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований презентации антигенов MHCII и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличья моноклональная антитело против HLA-DR человека/обезьяны |
| Примечания/псевдоним      | HLA-DRA1                                                         |
| Вид                       | Человек                                                          |
| ID гена (человек)         | 3122                                                             |
| ID гена                   | 3122                                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок человеческого HLA-DRA                       |
| Источник                  | Кролик                                                           |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                          |
| Применение                | FC (проточная цитометрия)                                        |
| Перекрестная реактивность | Человек, циномолгус                                              |
| SWISS                     | P01903                                                           |
| Молекулярная масса белка  | 29 кДа                                                           |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                |