

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Hla-Dr Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P01903

Артикул: CM0009214



введение

Конъюгированные с кроличьи моноклональные антитела, направленные против альфа-цепи HLA-DR человека и макак-крабоедов. Разработаны для проточной цитометрии, позволяя идентифицировать антигенпрезентирующие клетки, экспрессирующие MHCII, в исследованиях иммунного профиля.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human/Monkey HLA-DR mAb
Примечания/Псевдоним	HLA-DRA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3122
Иммуноген	Рекомбинантный белок HLA-DRA человека.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-крабоед
SWISS	P01903
Молекулярный вес белка	29 кДа
Доставка	В ледяном пакете