

Кроличье Моноклональное Антитело Против Hla-Dr Человека/Макаки Для Проточной Цитометрии — P01903

Артикул: CM0012592



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против альфа-цепи HLA-DR человека/макаки. Валидировано для проточной цитометрии; идеально подходит для изучения презентации антигенов MHC класса II в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье моноклональное антитело против HLA-DR человека/макаки
Примечания/псевдоним	HLA-DRA1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3122
ID гена	3122
Иммуноген	Рекомбинантный белок HLA-DRA человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P01903
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом