


Кроличье Моноклональное Антитело Против
Человеческого/Обезьяньего IgD Для Fc - P01880

Артикул: CM0005628



введение

Конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого/обезьяньего IgD для проточной цитометрии (FC). Валидировано для человека и макаки-резус. Подходит для иммунофенотипирования В-клеток и изучения IgD-опосредованных иммунных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого/обезьяньего IgD
Вид	Человек
GeneID (человек)	3495
GeneID	3495
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-384 человеческого IgD
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Макака-резус
SWISS	P01880
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом