


Моноклональное Антитело Кролика Против IgD Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P01880

Артикул: CM0012776



введение

Моноклональное антитело кролика против IgD человека/обезьяны, валидированное для проточной цитометрии. Распознает константный регион IgD человека и циномолгуса. Идеально подходит для исследований В-клеточных рецепторов и гуморального иммунитета. Молекулярная масса 47 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье антитело mAb против IgD человека/обезьяны
Примечания/Альяс	IGHD
Вид	Человек
GeneID (человек)	3495
GeneID	3495
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 99-384 IgD человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, циномолгус
SWISS	P01880
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	С ледяным пакетом