


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Igd Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии - P01880

Артикул: CM0009656



введение

Кроличыи моноклональные антитела против IgD человека/обезьяны для проточной цитометрии. Распознают IgD человека и макаки-крабоеда. Подходят для исследований В-клеточного рецептора, исследований иммуноглобулинов и иммунологических приложений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАт против IgD человека/обезьяны
Примечания/Псевдоним	IGHD
Вид	Человек
ID гена	3495
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-384 IgD человека.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-крабоед
SWISS	P01880
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	Сумка со льдом