


## Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего IgD Для Проточной Цитометрии - P01880

Артикул: CM0006250



### введение

-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на константную дельта-цепь иммуноглобулина человека/обезьяны (IgD) для проточной цитометрии. Валидировано для образцов человека и макаки-резус, молекулярная масса белка 42 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье антитело против человеческого/обезьяньего IgD (mAb)                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                |
| GeneID (Человек)          | 3495                                                                                                                                   |
| GeneID                    | 3495                                                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-384 человеческого IgD |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                 |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                |
| Применение                | Проточная цитометрия (FC)                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек, Макака-резус                                                                                                                  |
| SWISS                     | P01880                                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка  | 42 кДа                                                                                                                                 |
| Условия доставки          | В пакете со льдом                                                                                                                      |