

, Кроличье Моноклональное Антитело К Igg Человека/Обезьяны — AaQ57561.1

Артикул: CM0008768

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на тяжёлую цепь IgG человека и обезьяны. Предназначено для применения во внутриклеточной проточной цитометрии (FC intra). Демонстрирует перекрёстную реактивность с IgG человека и яванского макака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	, кроличье моноклональное антитело к IgG человека/обезьяны
Вид	Обезьяна
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 98-322 IgG обезьяны (AAQ57561.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (intra)
Перекрёстная реактивность	Человек, яванский макак
Условия транспортировки	Хладагент