

## Кроличья Моноклональная Антитело К Igm Человека/Обезьяны - P01871-1

Артикул: CM0007850

### введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на константный регион тяжелой цепи IgM человека/обезьяны (P01871-1). Валидировано для ИФ/ИК и проточной цитометрии. Идеально подходит для исследования В-клеток и иммуноглобулинов при разработке диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличья моноклональная антитело к IgM человека/обезьяны                            |
| Примечания/Алиасы         | IGHM; AGM1; MU; VH; иммуноглобулин тяжелый константный мю                           |
| Вид                       | Человек                                                                             |
| ID гена (человек)         | 3507                                                                                |
| ID гена                   | 3507                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитный белок, содержащий аминокислоты 218-453 IgM человека (P01871) |
| Источник                  | Кролик                                                                              |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                             |
| Применение                | ИФ/ИК, ПЦ                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек, Кинолюмбонг (Циномульгус)                                                  |
| SWISS                     | P01871-1                                                                            |
| Молекулярная масса белка  | 49кДа                                                                               |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                   |