

Кролик Анти-Человек/Обезьяна Igм Мат - P01871-1

Артикул: CM0004538

введение

Конъюгированный с рекомбинантный кроличий моноклональный антитело, направленный против константной области тяжелой цепи IgM человека и макаки-крабоеда. Подходит для иммунофлуоресценции (IF/ICC, IF-P) и проточной цитометрии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Человек/Обезьяна IgM мат
Примечания/Псевдоним	IGHM; AGM1; MU; VH; иммуноглобулин, тяжелая цепь, константная область mu
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3507
ID гена	3507
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 218-453 IgM человека (P01871)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, IF-P, FC
Перекрестная реактивность	Человек, Макака-крабоед
SWISS	P01871-1
Молекулярный вес белка	49кДа/51кДа
Доставка	Со льдом