


Моноклональное Антитело Rabbit Anti-Human/Monkey IgM Для Fc - P01871

Артикул: CM0009051



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, специфичное к константной области человеческого IgM, валидированное для проточной цитометрии (FC). Перекрестно реагирует с макакой-крабоедом, идеально подходит для иммунофенотипирования В-клеток и исследований гуморального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело Rabbit anti-Human/Monkey IgM
Примечания/Альтернативные названия	MU; VH; AGM1
Вид	Человек
ID гена	3507
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий аминокислоты 218-453 человеческого IgM (P01871)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Макака-крабоед
SWISS	P01871
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	С охлаждающим пакетом (лед)