


Моноклональное Антитело Кролика Против Igm Человека/Обезьяны Для Проточной Цитометрии — P01871

Артикул: CM0012281



введение

Конъюгированное с красителем моноклональное антитело кролика, направленное против константного участка тяжелой цепи IgM человека и обезьяны (P01871), разработанное для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований В-клеток и гуморального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против IgM человека/обезьяны
Примечания/синонимы	MU; VH; AGM1
Вид	Человек
ID гена (человек)	3507
ID гена	3507
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 218–453 человеческого IgM (P01871).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, циномологус (макак-крабод)
SWISS	P01871
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	С ледяным пакетом