

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего IgM Для If/Icc И Fc - P01871-1

Артикул: CM0011097

### введение

Высокоочищенное кроличье моноклональное антитело против человеческого/крабоедного макака IgM, конъюгированное с , валидированное для иммунофлуоресценции и проточной цитометрии. Нацелено на константную область секретируемого IgM (SWISS: P01871-1). Идеально для исследований гуморального иммунитета и разработки IVD-тестов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье антитело против человеческого/обезьяньего IgM mAb                                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | IGHM; AGM1; MU; VH; иммуноглобулин тяжелая константа мю                                                                     |
| Вид                                | Человек                                                                                                                     |
| GeneID                             | 3507                                                                                                                        |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 218-453 человеческого IgM (P01871) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                      |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                     |
| Применение                         | IF/ICC, FC                                                                                                                  |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Крабоедный макак                                                                                                   |
| SWISS                              | P01871-1                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка           | 49 кДа                                                                                                                      |
| Условия доставки                   | Ледяной пакет                                                                                                               |