

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Ki67 Человека/Обезьяны - P46013

Артикул: CM0012228



введение

Моноклональные антитела Кролик anti-Human/Monkey Ki67, предназначенные для внутриклеточной проточной цитометрии. Нацелены на маркер пролиферации Ki67 человека; перекрестно реагируют с макаками-крабоедами. Идеально подходят для исследований клеточного цикла и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик anti-Human/Monkey Ki67 mAb
Примечания/Псевдоним	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Вид	Человек
Идентификатор гена (GeneID)	4288
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 2271-2370 Ki67 человека (NP_002408.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-крабоед
SWISS	P46013
Молекулярный вес белка	319кДа/359кДа
Доставка	Сумка со льдом