

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего Ki67 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - P46013

Артикул: CM0010317



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого и обезьяньего Ki67 (P46013). Предназначено для внутриклеточной проточной цитометрии, обеспечивая прямое обнаружение пролиферирующих клеток в исследовательских приложениях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого/обезьяньего Ki67 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4288
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 2271-2370 белка Ki67 человека (NP_002408.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная) (FC (intra))
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-крабод (Cynomolgus)
SWISS	P46013
Молекулярная масса белка	319 кДа/359 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом