

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого/Обезьяньего Ki67 Для Проточной Цитометрии - P46013

Артикул: CM0011365



введение

Флуорофор-конъюгированное моноклональное антитело к человеческому Ki67, валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Перекрестно реагирует с макаком-крабоедам. Подходит для исследований пролиферации и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье мАб против человеческого/обезьяньего Ki67
Примечания/Альтернативные названия	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Вид	Человек
ID гена (человек)	4288
ID гена	4288
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 2271-2370 человеческого Ki67 (NP_002408.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек, макак-крабоед
SWISS	P46013
Молекулярная масса белка	319 кДа/359 кДа
Доставка	С ледяным пакетом