

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего Ki67 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P46013

Артикул: CM0011146



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, распознающее человеческий и обезьяний Ki67, валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии для измерения пролиферации клеток в исследованиях клеточного цикла и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого/обезьяньего Ki67 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4288
ID гена	4288
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 2271-2370 человеческого Ki67 (NP_002408.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-крабод (Cynomolgus)
SWISS	P46013
Молекулярная масса белка	319 кДа/359 кДа
Условия отгрузки	В пакете со льдом