

Кроличье Моноклональное Антитело К Ki67 Человека/Обезьяны Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P46013

Артикул: CM0004283

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , нацеленное на Ki67 — маркер пролиферации. Валидировано для внутриклеточной проточной цитометрии на образцах человека и яванских макак. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	кроличье МАТ к Ki67 человека/обезьяны
Примечания/Псевдонимы	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Вид	Человек
GeneID (человек)	4288
GeneID	4288
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 2271-2370 Ki67 человека (NP_002408.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек, яванская макака
SWISS	P46013
Молекулярная масса	319 кДа/359 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом