

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого/Мышиного Cd276/B7-H3 Для Проточной Цитометрии — Q5Zpr3-2

Артикул: CM0011499

введение

Конъюгированное с красителем моноклональное антитело кролика против человеческого/мышинного CD276 (B7-H3), валидированное для проточной цитометрии. Распознает изоформу 2 иммунной костимулирующей молекулы; прогнозируемая молекулярная масса ~34 кДа, детектируется при 33/52/57 кДа. Обладает перекрестной реактивностью с белками человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого/мышинного CD276/B7-H3
Примечания/Альтернативные названия	CD276; 4Ig-B7-H3; B7-H3; B7H3; B7RP-2; антиген CD276
Вид	Человек
ID гена (человек)	80381
ID гена	80381
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 29-245 человеческого CD276/B7-H3 (NP_079516.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5ZPR3-2
Молекулярная масса белка	33 кДа/52 кДа/57 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом