

Моноклональное Кроличье Антитело Против Cd276/B7-H3 Человека/Мыши, Конъюгированное С Abflo 647, Для Проточной Цитометрии — Q5Zpr3-2

Артикул: CM0011368

введение

Кроличье моноклональное антитело к CD276 (B7-H3), конъюгированное с Abflo 647, валидировано для проточной цитометрии образцов человека и мыши. Получено на основе рекомбинантного иммуногена. UniProt Q5ZPR3-2. Идеально подходит для исследований в области иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к CD276/B7-H3 человека/мыши, мкА
Примечания/Альтернативные названия	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3
Вид	Человек
ID гена (человек)	80381
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 29-245 белка CD276 человека (NP_079516.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5ZPR3-2
Молекулярная масса белка	33 кДа/52 кДа/57 кДа
Доставка	Хладоэлемент