

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Мышиного Cd276/B7-H3 Для Проточной Цитометрии - Q5Zpr3-2

Артикул: CM0008351

введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD276/B7-H3 (SWISS: Q5ZPR3-2). Подходит для проточной цитометрии с перекрестной реактивностью к человеку и мыши. Идеально для исследований иммунных контрольных точек и анализа микроокружения опухоли.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого/мышиного CD276/B7-H3 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	CD276; 4lg-B7-H3; B7-H3; B7H3; B7RP-2; Антиген CD276
Вид	Человек
GeneID (Человек)	80381
GeneID	80381
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-245 человеческого CD276/B7-H3 (NP_079516.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5ZPR3-2
Молекулярная масса белка	33 кДа/52 кДа/57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом