

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Мышиного Cd276/B7-H3 Для Проточной Цитометрии - Q5Zpr3-2

Артикул: CM0008003

введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого/мышиного CD276/B7-H3 — костимулирующей молекулы. Валидировано для проточной цитометрии. Распознает изоформу 2 (Q5ZPR3-2). Подходит для исследований иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАнтитело против человеческого/мышиного CD276/B7-H3
Примечания/Синонимы	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3
Вид	Человек
ID гена (человек)	80381
ID гена	80381
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 29-245 человеческого CD276/B7-H3 (NP_079516.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5ZPR3-2
Молекулярная масса белка	33кДа/52кДа/57кДа
Доставка	С ледяным пакетом