

Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому/Мышиному Cd351/Fcamr - Q8Wwv6

Артикул: CM0008189

введение

Высокоаффинное кроличье моноклональное антитело против CD351/FCAMR, конъюгированное с . Валидировано для проточной цитометрии на образцах человека и мыши. Идеально для изучения иммунных ответов, опосредованных рецептором к IgA/IgM.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к человеческому/мышиному CD351/FCAMR
Примечания/Альтернативные названия	CD351; FCA/MR; FKSG87; Fcalpha/muR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	83953
GeneID	83953
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-450 человеческого CD351/FCAMR (Q8WWV6-1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8WWV6
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом