

## Кролик Анти-Человек/Мышь Foxp3 Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - Q9Bzs1

Артикул: CM0010070



### введение

Кролик анти-Человек/Мышь FOXP3 моноклональное антитело для внутриклеточной проточной цитометрии (FC intra). Перекрестно реагирует с человеческим и мышиным FOXP3. Подходит для исследований Treg.

[Узнать больше](#)

| Параметр                     | Значение                                                                                                                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта            | Кролик анти-Человек/Мышь FOXP3 мАт                                                                                                                     |
| Примечания/Псевдоним         | JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER                                                                                                                    |
| Вид                          | Человек/Мышь                                                                                                                                           |
| Идентификатор гена (человек) | 50943                                                                                                                                                  |
| Идентификатор гена           | 50943                                                                                                                                                  |
| Иммуноген                    | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого/мышиного FOXP3 (NP_054728.2). |
| Источник                     | Кролик                                                                                                                                                 |
| Категория                    | Моноклональные антитела                                                                                                                                |
| Применение                   | FC (intra)                                                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность    | Человек, Мышь                                                                                                                                          |
| SWISS                        | Q9BZS1                                                                                                                                                 |
| Молекулярный вес белка       | 47 кДа/43 кДа/50 кДа/44 кДа                                                                                                                            |
| Доставка                     | Сумка со льдом                                                                                                                                         |