

Моноклональное Антитело Кролика Против Интегрина Альфа 5 Человека/Мыши (Itga5/Cd49E) Для Проточной Цитометрии — P08648

Артикул: CM0004140



введение

Конъюгированное с моноклональное антитело кролика против интегрина альфа-5 человека/мыши (ITGA5, CD49e), валидированное для проточной цитометрии. Выполняет функцию рецептора фибронектина, участвующего в клеточной адгезии. Подходит для исследований в области IVD и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против интегрина альфа 5 человека/мыши (ITGA5/CD49e)
Примечания/алиасы	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A
Вид	Человек
ID гена (человек)	3678
ID гена	3678
Иммуноген	Рекомбинантный белок альфа 5 человека/мыши (ITGA5/CD49e)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P08648
Молекулярная масса белка	115 кДа
Доставка	Холодовой пакет