

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Человеческого/Мышиного Pdgfra (Cd140A) Для Проточной Цитометрии - P16234

Артикул: CM0011547



введение

Кроличыи моноклональные антитела, конъюгированные с , нацеленные на внеклеточный домен человеческого/мышинного PDGFR α (CD140a). Валидированы для проточной цитометрии (FC). Реагируют с человеческими, мышинными образцами. Идеально подходят для исследований в области онкологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи МАТ против человеческого/мышинного PDGFR α /CD140a
Примечания/Псевдоним	PDGFR α ; CD140A; PDGFR-2; PDGFR2; GAS9; RHEPDGFR α ; альфа-рецептор тромбоцитарного фактора роста
Вид	Человек
GeneID (человек)	5156
GeneID	5156
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-524 человеческого PDGFR α (NP_006197.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16234
Молекулярный вес белка	24кДа/82кДа/122кДа
Доставка	Сумка-холодоземент