


Моноклональное Антитело Кролика Против Pdgfra/Cd140A Человека/Мыши Для Fc - P16234

Артикул: CM0010095



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против PDGFRα/CD140a человека/мыши, валидировано для проточной цитометрии. Подходит для изучения передачи сигналов PDGF в исследованиях развития, заживления ран и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против PDGFRα/CD140a человека/мыши (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5156
ID гена	5156
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-524 PDGFRα человека (NP_006197.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16234
Молекулярная масса белка	24 кДа/82 кДа/123 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом