

Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Мышиного/Обезьяньего Foxp3 Для Проточной Цитометрии - Q9Bzs1

Артикул: CM0009820



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против FOXP3, валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии на человеке, мыши и макаке-крабоеде. Идеально для идентификации Treg-клеток и исследований иммунной функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против человеческого/мышиного/обезьяньего FOXP3 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Вид	Человек
GeneID	50943
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого FOXP3 (NP_054728.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Макака-крабоед
SWISS	Q9BZS1
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом