


Поликлональное Антитело Кролика Против Ing3 Для Вестерн-Блота И Ифа — Q9Nxr8

Артикул: CM0024792



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого ING3, валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Обнаруживает ING3 — субъединицу комплекса NuA4, подходит для исследований хроматина и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ING3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	Eaf4; ING2; MEAF4; p47ING3; ING3
Вид белка	Человек
GeneID	54556
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1–92 человеческого ING3 (NP_938008.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NXR8
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом