


Поликлональное Антитело Кролика Против Kiaa0101 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15004

Артикул: CM0013544



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок KIAA0101 (PAF15), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований репарации ДНК, клеточного цикла и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KIAA0101 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	L5, PAF, OEATC, PAF15, OEATC1, p15PAF, NS5ATP9, OEATC-1, p15/PAF, KIAA0101, p15(PAF)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9768
ID гена	9768
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 39-111 человеческого белка KIAA0101 (NP_055551.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15004
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом