


Моноклональное Антитело Кролика Против Мегалина/Lrp2 Для Иф-П И Фц (Внутриклеточное) - P98164

Артикул: CM0009403



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий мегалин/LRP2. Валидировано для иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (ИФ-П) и внутриклеточной проточной цитометрии (ФЦ). Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным гомологам. Подходит для исследований эндоцитоза, реабсорбции в почках и нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против человеческого мегалина/LRP2
Примечания/псевдонимы	LRP2, DBS, GP330, липопроtein низкой плотности родственный белок 2
Вид	Человек
ID гена (человек)	4036
ID гена	4036
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, соответствующий аминокислотам 4446-4655 человеческого мегалина/LRP2 (NP_004516.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ-П, ФЦ (внутр)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P98164
Молекулярная масса белка	521 кДа
Доставка	Холодильный пакет