

Кроличий Моноклональный Анти-Обезьяний Ige Антитело (Mab) - Ige

Артикул: CM0005502

введение

Кроличье моноклональное антитело против IgE яванского макака, полученное с использованием рекомбинантного белка-слитого иммуногена. Подходит для приложений проточной цитометрии в диагностических и исследовательских целях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-обезьяний IgE mAb
Примечания/Псевдоним	IgE; IGHE
Вид	Яванский макак
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-429 обезьяньего IgE (ENN62331.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Яванский макак
Доставка	Сумка со льдом