

Кролик Анти-Мышиний Cd10 Маb Для Пц - Q61391

Артикул: CM0007975



введение

Моноклональное кроличье антитело, конъюгированное с , против мышиного CD10 (неприлизина) для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген, валидирован на мышах. Ключевой инструмент для исследований нейропептидов и сердечно-сосудистой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролик анти-Мышиний CD10 МАб
Примечания/Псевдоним	Mme
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	4311
GeneID	17380
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 52-750 мышиного CD10 (NP_032630.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61391
Молекулярный вес белка	86кДа
Доставка	Сумка со льдом