

Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd10 (Mme) Для Проточной Цитометрии - Q61391

Артикул: CM0004322



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против мышиного CD10 (неприлизин, Mme). Валидировано для проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для изучения деградации нейропептидов и экспрессии поверхностных маркеров клеток на мышиных моделях. - Q61391

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело против мышиного CD10 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	Mme
Вид	Мышь
GeneID (человек)	4311
GeneID	17380
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 52-750 мышиного CD10 (NP_032630.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61391
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом