

Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного Cd10 Для Проточной Цитометрии — Q61391

Артикул: CM0005220

введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело к мышиному белку CD10 (неприлизин), предназначенное для проточной цитометрии. Валидировано для мышиных образцов, распознает клеточную поверхностную металлопротеазу с молекулярной массой 86 кДа, участвующую в деградации опиоидных пептидов и предсердного натриуретического фактора. Идеально подходит для иммунофенотипирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD10
Примечания/псевдоним	Mme
Вид мишени	Мышь
ID гена (человек)	4311
ID гена (мышь)	17380
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 52-750 мышиного белка CD10 (NP_032630.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61391
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	Хладоэлемент